



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Gebrauchsanweisung



Rhinomer

en
% natürliche, isotonische Meerwasser-
g/NaCl).
re erhältlich, die es ermöglicht, es
alten.
oder Treibgas.
csichtigt die Anatomie der

3. Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch, mit dem Kopf zur anderen Seite gedreht.
4. Lassen Sie die Flüssigkeit einige Sekunden in der Nase verweilen, bevor Sie die Nase putzen.
5. **Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Rhinomer Soft/Medium anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

Nasenhigiene

Die Nase fungiert als Schutzfilter. Jeden Tag atmen wir etwa 10.000 Liter Luft durch unsere Nase ein. Jedoch ist dies keine saubere Luft, da sie Allergene, Bakterien, Viren, Rauch und anderes enthält. All diese Verunreinigungen können sich im Nasenloch ansammeln und zu einer gereizten Nase führen, angefangen bei einem einfachen Schnupfen, bis hin zu komplexen Prozessen wie Allergien oder Nasenbluten. Rhinomer Soft/Medium (Soft/Strong) etc. bewirkt, dass die Nase wieder gereinigt wird. Die Sekretion der Nasenschleimhaut wird in weiches Pulver (30%) überführt, das sich auf der Innenseite des Nasenlochs ablagert. Rhinomer Soft/Medium wird verwendet, um die Nasenschleimhaut zu reinigen und zu befeuchten. Wenn Sie die Nasenrinne durch Rhinomer Soft/Medium mit Meerwasser sauber und in gutem Zustand halten, kann dies zu einer Verbesserung der Nasenatmung beitragen und Naseninfektionen vorbeugen. Nach einigen Sekunden in eine aufrechte Position, um den Sekretabfluss zu erleichtern.

1. Was ist Rhinomer und wofür wird es angewendet?

Säubern Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und trocknen Sie ihn abschließend gründlich ab. Es weist einen reduzierten Salzgehalt auf, um für die Nasenschleimhaut verträglich zu sein, enthält jedoch kein Konservierungsstoff.

2. Was müssen Sie zu Ihrem Sitzesien noch beachten?

Zweckbestimmung: Bei häufigen Verunreinigungen der Nasenschleimhaut kann es beim Gebrauch zu einer verbleibenden Krümelbildung in der Nase auftreten. Falls dies geschieht, sollten Sie das Produkt für 5 Tage bei Kleinkindern nicht verwenden und für Kinder ab 6 Jahren und Kindern anhalten, konsultieren Sie bitte medizinisches Fachpersonal. Wenn Sie bei verstopfter Nase durch Erkältung, Grippe oder Allergien, von mehr als einer Person angewendet werden (Nasenoperationen).

Die Bereinigung und Trocknung der Nasenschleimhaut kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verwenden Sie Rhinomer, wenn Sie keine Allergien haben. Während der Schwangerschaft und Stillzeit ist die Anwendung des Produktes nicht empfohlen.

Verfügbare Stärken: Die Anwendung dieses Produktes fraktioniert in zwei verschiedenen Ausführungen. Bei einer Anwendung von Kindern wird die Aufsicht der Eltern empfohlen.

- Rhinomer Soft (Stärke 1): Für jede Altersgruppe ab 6 Jahren
- Rhinomer Medium (Stärke 2): Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

3. Was ist Rhinomer aufzubewahren?

Aufbewahren Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen, dunklen Ort. Verwenden Sie das Produkt innerhalb der angegebenen Haltbarkeit. Nach dem Öffnen des Produktes sollte es innerhalb von 30 Tagen verwendet werden. Nach dem Öffnen des Produktes sollte es innerhalb von 30 Tagen verwendet werden.

Soft / Medium

Nasensprayer Nasensprayer

Rhinomer Soft
Rhinomer Medium

Packung zu 115 ml Lösung
Packung zu 135 ml Lösung

Der mittelstarke Sprühstrahl ermöglicht eine effektive Reinigung der Nasengänge.
Laboratoire de la Mer, A.C. de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, France

Was müssen Sie vor der Anwendung von Rhinomer beachten?

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
Tel: 0800 664 5626
Email: mystory.de@haleon.com

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sein ursprüngliches Aussehen verloren hat.



Wie wird Rhinomer angewendet?

Da es sich bei Rhinomer um natürliches Meerwasser handelt, kann es so oft wie nötig angewendet werden.

- Empfohlene Dosierung:**
- Zur Hygiene & Vorbeugung: bis 2 mal täglich
 - Zur Behandlung von nasalen Symptomen: 4- bis 6 mal täglich

Stärke der Information

Drücken Sie den Sprühkopf durch leichtes Andrücken auf die Flasche. Die Spitze des Applikators vom Körper abwenden, um zu verhindern, dass man nass wird. Wenn der Applikator von diesem Produkt verwendet wird, sollte er in warmem Wasserstrahl gereinigt werden.

Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Temperaturbereich bei Lagerung



Verwendbar bis

LOT Chargenbezeichnung
Für Erwachsene und Kinder:
Nach dem Gebrauch wegwerfen



1. Halten Sie den Kopf über ein Waschbecken und drehen Sie den Kopf nach oben. Drücken Sie den Sprühkopf ein- bis zweimal kräftig für 1-2 Sekunden (siehe Abbildung). Lassen Sie die Lösung einige Sekunden wirken.

Gebrauchsanweisung



Rhinomer

en
% natürliche, isotonische Meerwasser-
g/NaCl).
re erhältlich, die es ermöglicht, es
alten.
oder Treibgas.
csichtigt die Anatomie der

3. Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch, mit dem Kopf zur anderen Seite gedreht.
4. Lassen Sie die Flüssigkeit einige Sekunden in der Nase verweilen, bevor Sie die Nase putzen.
5. **Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Rhinomer Soft/Medium anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

Nasenhigiene

Die Nase fungiert als Schutzfilter. Jeden Tag atmen wir etwa 10.000 Liter Luft durch unsere Nase ein. Jedoch ist dies keine saubere Luft, da sie Allergene, Bakterien, Viren, Rauch und anderes enthält. All diese Verunreinigungen können sich im Nasenloch ansammeln und zu einer gereizten Nase führen, angefangen bei einem einfachen Schnupfen, bis hin zu komplexen Prozessen wie Allergien oder Nasenbluten. Rhinomer Soft/Medium (Soft/Strong) etc. bewirkt, dass die Nase wieder gereinigt wird. Die Sekretion der Nasenschleimhaut wird in weiches Pulver (30%) überführt, das sich auf der Innenseite des Nasenlochs ablagert. Rhinomer Soft/Medium wird verwendet, um die Nasenschleimhaut zu reinigen und zu befeuchten. Wenn Sie die Nasenrinne durch Rhinomer Soft/Medium mit Meerwasser sauber und in gutem Zustand halten, kann dies zu einer Verbesserung der Nasenatmung beitragen und Naseninfektionen vorbeugen. Nach einigen Sekunden in eine aufrechte Position, um den Sekretabfluss zu erleichtern.

1. Was ist Rhinomer und wofür wird es angewendet?

Säubern Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und trocknen Sie ihn abschließend gründlich ab. Es weist einen reduzierten Salzgehalt auf, um für die Nasenschleimhaut verträglich zu sein, enthält jedoch kein Konservierungsstoff.

2. Was müssen Sie zu Ihrem Sitzesien noch beachten?

Zweckbestimmung: Bei häufigen Verunreinigungen der Nasenschleimhaut kann es beim Gebrauch zu vorübergehenden Krübeln in der Nase auftreten. Falls die oben genannten Symptome länger als 5 Tage bei Kleinkindern anhalten, konsultieren Sie bitte ein medizinisches Fachpersonal. Es sollte nicht von mehr als einer Person angewendet werden (Nasenoperationen).

Die Bereicherung und Freisetzung von Nasenschleimhaut kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verwenden Sie Rhinomer, wenn Sie keine Allergien haben. Bei Schwangerschaft und Stillzeit ist die Anwendung dieses Produktes fraglich. Bei einer Anwendung von Kindern sollte die Aufsicht der Eltern beachtet werden.

Verfügbare Stärken: Anwendung dieses Produktes frage Sie Ihren Arzt oder Apotheker an. Verschiedene Ausführungen, die sich in der Anwendungsstärke unterscheiden, sind die Aufsicht der Eltern zu beachten:

- Rhinomer Soft (Stärke 1): Für jede Altersgruppe ab 1 Jahr

5. Was ist Rhinomer aufzubewahren?

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Zwischen Rhinomer Medium (Stärke 2) Für Erwachsene und Rhinomer Soft (Stärke 1) für Kinder aufbewahren.

Soft / Medium

Nasensprayer Nasenspray

Rhinomer Soft
Rhinomer Medium

Packung zu 115 ml Lösung
Packung zu 135 ml Lösung

Der mittelstarke Sprühstrahl ermöglicht eine effektive Reinigung der Nasengänge.
Pharmatopie de la Mer, A.C. de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, France

Vertrieb Was müssen Sie vor der Anwendung von Rhinomer beachten?

Hälcon Germany GmbH
80230 München
Tel: 0800 664 5626
E-Mail: mystery.de@haleon.com

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sein ursprüngliches Aussehen verloren hat.



Wie ist Rhinomer anzuwenden?

Da es sich bei Rhinomer um natürliches Meerwasser handelt, kann es so oft wie nötig angewendet werden.

- Empfohlene Dosierung:**
- Zur Hygiene & Vorbeugung bis 2 mal täglich
 - Zur Behandlung von nasalen Symptomen: 4- bis 6 mal täglich

Stärke der Information

80230 Sie den Sprühkopf durch leichtes Andrücken auf die Flasche. Die Spitze des Applikators vom Körper abwenden, um zu verhindern, dass man nass wird. Wenn der Applikator von diesem Produkt verwendet wird, sollte er in einem warmen Wasserstrahl gereinigt werden.



Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.
Temperaturbereich bei Lagerung
Verwendbar bis

LOT Chargenbezeichnung

Für Erwachsene und Kinder:

Nach dem Gebrauch wegwerfen



1. Halten Sie den Kopf über ein Waschbecken und drehen Sie den Kopf nach oben. Drücken Sie den Sprühkopf ein- bis zweimal kräftig für 1-2 Sekunden (siehe Abbildung). Lassen Sie die Lösung einige Sekunden wirken.