



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)



## Gebrauchsanweisung

**Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, HYLO NIGHT® richtig anzuwenden.**

# HYLO NIGHT®

## Retinolpalmitat

**Zur Verbesserung des Tränenfilms und Schutz der Augenoberfläche**

**Vitamin A-haltige Augensalbe ohne Konservierungsmittel**

## Was ist HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® ist eine sterile, Vitamin A-haltige Augensalbe zur Anwendung am Auge.

## Zusammensetzung:

1 g HYLO NIGHT® enthält 250 I.E. Retinolpalmitat (Vitamin A), dickflüssiges Paraffin, dünnflüssiges Paraffin, Wollwachs und weiße Vaseline.

Eine Tube enthält 5 g.

## Wozu braucht man HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® verbessert den Tränenfilm und schützt die Augenoberfläche.

HYLO NIGHT® ist eine besonders weiche und geschmeidige Augensalbe, die sich sehr gut auf der Augenoberfläche verteilt. Das darin enthaltene Vitamin A ist ein natürlicher Bestandteil des Tränenfilms, der die gute Verträglichkeit der Salbe unterstützt und dafür sorgt, dass sich die Salbe gut mit den vorhandenen Tränen vermischt. Dadurch wird das Gefühl, brennende, trockene oder müde Augen zu haben, gelindert. Die Augenlider gleiten problemlos über Horn- und Bindehaut.

## Wann sollte man HYLO NIGHT® anwenden?

Unter Einfluss von Klimaanlagen, z. B. im Auto oder Flugzeug, Wind, Kälte, starker Sonneneinstrahlung, schlechter Luft oder Zigarettenrauch kommt es häufig zu brennenden oder juckenden Augen mit einem Trockenheits- oder Fremdkörpergefühl.

Auch durch konzentriertes Sehen, z. B. bei langer Bildschirmarbeit, Fernsehen oder nächtlichen Autofahrten können diese Beschwerden auftreten. Werden außerdem Kontaktlinsen getragen, ist das Risiko dieser Befindlichkeitsstörungen umso größer.

HYLO NIGHT® lindert diese Symptome und bildet einen angenehmen, lang haftenden Schutzfilm auf den Augen. Die fettreiche Konsistenz der Salbe führt zu einer leichten Beeinträchtigung der Sehleistung. Deshalb sollte HYLO NIGHT® vor allem vor dem Zubettgehen angewandt werden. Etwaige Beschwerden beim ersten morgendlichen Öffnen der Augen lassen sich mit HYLO NIGHT® verhindern.

## Wie verwendet man HYLO NIGHT®?

Augensalben sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tubenspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird.

Verwenden Sie HYLO NIGHT® nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war (☺).

Schrauben Sie die Verschlusskappe der Tube ab.



Legen Sie den Kopf leicht zurück, ziehen Sie das Unterlid mit dem Finger einer Hand etwas vom Auge ab.



Halten Sie mit der anderen Hand die Tube in aufrechter Position über das Auge. Bringen Sie durch leichten Druck auf die Tube einen kleinen Salbenstrang in den Bindehautsack ein.



Schließen Sie langsam die Augenlider.

Nach Gebrauch soll die Tube wieder sorgfältig verschlossen werden.



## Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Wenn Sie HYLO NIGHT® tagsüber anwenden, werden Sie wegen der fettreichen Salbenkonsistenz vorübergehend nicht völlig klar sehen können. Sie sollten dann nicht Autofahren, aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, Maschinen bedienen oder Arbeiten ohne sicheren Halt ausführen.

HYLO NIGHT® sollte nicht gleichzeitig mit Augenarzneimitteln angewendet werden. In diesen Fällen verabreichen Sie HYLO NIGHT® erst ca. 30 Minuten nach Anwendung der Augenarzneimittel.

Bitte entnehmen Sie die Augensalbe durch sanftes Ausdrücken der Tube ohne Knicken und Aufrollen.

HYLO NIGHT® kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse auch bei Kindern, schwangeren und stillenden Frauen angewandt werden.

Mit dem Inhalt einer Tube HYLO NIGHT® sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen der Augen (z. B. Rötung, Brennen, Juckreiz, Tränenfluss) berichtet, die nach Absetzen von HYLO NIGHT® direkt abklagen.

## Wie oft und wie lange sollte man HYLO NIGHT® anwenden?

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach Ihren individuellen Beschwerden und Lebensgewohnheiten.

HYLO NIGHT® kann die Anwendung von befeuchtenden Augentropfen ergänzen und wird dann einmal täglich vor dem Zubettgehen angewandt. Bei ausgeprägtem Trockenheitsgefühl der Augen wird HYLO NIGHT® üblicherweise dreimal täglich angewandt. Wenn Sie den Eindruck haben, HYLO NIGHT® öfter zu benötigen, fragen Sie einen Augenarzt um Rat. Es besteht keine Beschränkung in der Anwendungsdauer.

## Wann sollte man HYLO NIGHT® nicht anwenden?

Wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile bekannt ist, sollte man HYLO NIGHT® nicht anwenden. HYLO NIGHT® darf nicht während des Tragens von Kontaktlinsen verabreicht werden.

HYLO NIGHT® sollte nicht unmittelbar nach operativen Eingriffen am Auge oder bei akuten Augenverletzungen angewendet werden, da hierzu keine klinischen Studien vorliegen.

## Welche Hinweise zur Aufbewahrung von HYLO NIGHT® sind zu beachten?

Nicht über 25 °C lagern (📉<sup>25 °C</sup>).

HYLO NIGHT® ist nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

HYLO NIGHT® sollte nach Ablauf des Verfalldatums (📅) nicht verwendet werden.

Bewahren Sie HYLO NIGHT® außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Stand der Information:

März 2021

## Hersteller 🏭:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Deutschland

## Händler in Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken  
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88,  
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

## Händler in Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H., Inkustraße 1 – 7, 3400 Klosterneuburg  
Tel.: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113,  
E-Mail: office@ursapharm.at, www.hydroeyecare.at

CE 0344

STERILE A

Medizinprodukt

**Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!**

**Wir freuen uns, per Post oder via [www.ursapharm.info/hylonight](http://www.ursapharm.info/hylonight) von Ihnen zu hören.**

URSAPHARM



## Instruction for use

Please read this information carefully because it will help you to use HYLO NIGHT® properly.

# HYLO NIGHT®

## Retinol palmitate

For improvement of the tear film and protection of the ocular surface

Vitamin A containing eye ointment without preservatives

## What is HYLO NIGHT®?

HYLO NIGHT® is a sterile, vitamin A-containing eye ointment for ocular use.

## Composition:

1 g HYLO NIGHT® contains 250 I.U. retinol palmitate (vitamin A), liquid paraffin, light liquid paraffin, wool fat and white soft vaseline.

Each tube contains 5 g.

## What is HYLO NIGHT® used for?

HYLO NIGHT® improves the tear film and protects the surface of the eye.

HYLO NIGHT® is a particularly soft and smooth eye ointment which spreads very well on the surface of the eye.

The vitamin A ingredient is a physiological component of the tear film. Thus, the eye ointment is well tolerated and blends well with the existing tear film. The symptoms of burning, dry or tired eyes are relieved and the eyelids move easily over the conjunctiva and cornea.

## When should HYLO NIGHT® be used?

The symptoms of burning, itching, dry eyes or foreign-body sensation are often experienced due to air-conditioned environments, e.g. in cars or airplanes, wind, cold, strong solar irradiation, bad air or cigarette smoke.

Concentrated vision, e.g. prolonged periods working with visual display units or driving at night can also be the cause of these symptoms. Wearing contact lenses increases the risk for these symptoms as well.

HYLO NIGHT® relieves these symptoms and forms a comfortable long-lasting protective film on the eyes. The fatty consistency of the eye ointment causes a slight impairment of vision. Therefore, HYLO NIGHT® is recommended to be applied before going to bed. HYLO NIGHT® lubricates to relieve sore eyes in the morning.

## How should HYLO NIGHT® be used?

Eye ointments should always be used without contacting the eyes or skin with the tube.

Only use HYLO NIGHT® if the sealing of the folding carton was intact before the first use (☺).

Remove the protective cap of the tube.



Tilt your head backwards and gently pull on the lower eyelid using a finger of one hand.



With the other hand hold the tube in an upright position above the eye. Instill one strip of eye ointment into the gap formed between the eye and eyelid by gently squeezing on the tube.



Close your eye gently then blink normally.

Replace the cap firmly back onto the tube.

## What further recommendations concerning the application should be followed?

If HYLO NIGHT® is applied during the day your vision will be impaired temporarily because of the fatty consistency of the eye ointment. You should not drive a car, be near traffic, use machines or work in an unsecure environment during this time.

HYLO NIGHT® should not be used concomitantly with ophthalmic drugs. If necessary to do so, HYLO NIGHT® should be used about 30 minutes after the application of the ophthalmic drug.

Please apply the eye ointment by gently pressing on the tube without cracking or rolling up the tube.

Based on the available evidence HYLO NIGHT® can also be used in children or pregnant and breast feeding women.

HYLO NIGHT® is only for you – it should not be shared with anyone.

In very rare cases hypersensitivity reactions like red, burning, itching eyes or excessive tearing have been reported which improved directly after the treatment with HYLO NIGHT® was stopped.

## How often and how long should HYLO NIGHT® be used?

The frequency of use depends on your individual complaints and habits. HYLO NIGHT® can be used in addition to lubricating eye drops and is used once a day before going to bed.

In cases of more severe dry eye symptoms HYLO NIGHT® is usually applied three times a day into each eye.

If you require to use HYLO NIGHT® more often ask your doctor.

The duration of treatment is not limited.

## When should HYLO NIGHT® not be used?

HYLO NIGHT® should not be used when a hypersensitivity to one of the ingredients is known. HYLO NIGHT® should not be applied while contact lenses are worn.

HYLO NIGHT® should not be used directly after ophthalmic surgery or in acute injuries of the eye as no clinical studies exist for this purpose.

## What you need to know about storing HYLO NIGHT®?

Do not store above 25 °C (↘ 25 °C).

HYLO NIGHT® can be used for 6 months after opening.

Do not use HYLO NIGHT® beyond the expiry date (📅).

Keep HYLO NIGHT® out of the reach of children.

## Date of information:

March 2021

## Manufacturer 🏭:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH,  
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Germany

## Distributor in Germany:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH,  
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken  
Phone: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88,  
e-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

## Distributor in Austria:

URSAPHARM Ges.m.b.H.,  
Inkustraße 1 – 7, 3400 Klosterneuburg  
Phone: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113,  
e-mail: office@ursapharm.at, www.hydroeyecare.at

CE 0344

Medical device

STERILE A

URSAPHARM

Your opinion about our product is relevant for us!  
We are looking forward to get your feedback  
via mail or via [www.ursapharm.info/hylonight](http://www.ursapharm.info/hylonight).