



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

# Blepha Cura®

## Salina

### LIDHYGIENE-TÜCHER

Vorbefeuchtete Einmaltücher  
zur Reinigung der Augenlider

Natriumchloridlösung 0,9 %  
STERIL

optima



PRODUKT ENTHÄLT KUNSTSTOFF

20  
TÜCHER

#### Mode d'emploi

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant utilisation
2. Sortez la lingette du sachet
3. Nettoyez doucement la paupière fermée avec la lingette
4. Jetez la lingette après l'utilisation
5. Utilisez une nouvelle lingette pour chaque l'oeil

Lisez le mode d'emploi et conservez-la. Ne pas utiliser si le sachet est endommagé. Réservé à un usage externe. Il est recommandé de l'utiliser avant de mettre les lentilles de contact. Ne pas réutiliser. Conservez au frais et au sec. Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption. **Conservez hors de portée des enfants.** Ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

#### Instructions for use

1. Wash your hands thoroughly before use
2. Remove wipe from sachet
3. Clean the eyelid gently with the wipe
4. Discard the wipe after use
5. Use a new wipe for each eye

Read and retain the instructions for use. Do not use if the sachet is damaged. For external use only. It is recommended that contact lenses be inserted after the product has been used. Do not re-use wipe. Store in a cool and dry place. **Keep out of reach of children.** Should not be used in the presence of hypersensitivity to any of the ingredients.

#### Gebrauchsanweisung

1. Waschen Sie sich sorgfältig die Hände
2. Einmaltuch aus der Einzelverpackung entnehmen
3. Das geschlossene Augenlid sanft mit dem Einmaltuch reinigen
4. Verwerfen Sie das Reinigungstuch nach der Anwendung
5. Verwenden Sie für jedes Auge ein neues Einmaltuch

Bitte Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren. Einmaltuch nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung beschädigt ist. Nur zur äußeren Anwendung. Es empfiehlt sich Kontaktlinsen erst nach der Anwendung einzusetzen. Einmaltuch nicht wiederverwenden. Kühl und trocken lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. **Für Kinder unzugänglich aufbewahren.** Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden.

#### Einmaltücher zur Lidhygiene - Natriumchloridlösung 0,9 %

20 sterile vorbereuchtete Einmaltücher zur Reinigung der Augenlider

#### Wipes for eyelid hygiene - Sodium chloride solution 0,9 %

20 pre-moistened single-use sterile wipes for eyelid cleansing

#### Lingettes pour la hygiène des paupières - Solution de chlorure de sodium 0,9 %

20 lingettes imbibé stériles à usage unique pour la nettoyage des paupières

#### Salviette per l'igiene delle palpebre - Soluzione di cloruro di sodio 0,9 %

20 salviette umidificate sterili monouso per detergere le palpebre



#### Istruzioni per l'uso

1. Lavare accuratamente le mani prima dell'uso
2. Estrarre la salvietta dalla bustina
3. Pulire delicatamente la palpebra con la salvietta
4. Gettare la salvietta dopo l'uso
5. Utilizzare per ogni occhio una nuova salvietta

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso. Non utilizzare se la bustina è danneggiata. Solo per uso esterno. Si raccomanda di applicare le lenti a contatto solo dopo l'utilizzo. Non riutilizzare la salvietta. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non utilizzare dopo la data di scadenza. **Tenere fuori dalla portata dei bambini.** Il prodotto non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità verso una delle sue componenti.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM CHLORIDE

#### Vertrieb/distribution:

Optima Pharmazeutische GmbH, Ludwigstraße 49  
85399 Hallbergmoos, Deutschland

#### Verantwortliche Person/responsible person/ personne responsable:

Naturelle Consumer Products (Ireland) Ltd.  
F93 XE20, IRELAND

www.optimapharma.de

STERIL



