



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Verbraucherinformation

**vel
gastin[®]**
Biotic Baby
Tropfen

Nahrungsergänzungsmittel mit Bifidobacterium longum CECT7894 und Pediococcus pentosaceus CECT8330

Zur gezielten Versorgung mit Bifidobacterium longum CECT7894 und Pediococcus pentosaceus CECT8330

- Ab dem 1. Lebenstag
- Für gestillte Babys und Babys, die mit der Flasche gefüttert werden
- Gluten- und laktosefrei

Zutaten:

Sonnenblumenöl, Bifidobacterium longum CECT7894 und Pediococcus pentosaceus CECT8330

Zusammensetzung	Tagesportion (5 Tropfen)
Bifidobacterium longum CECT7894	1x10 ⁹ koloniebildende Einheiten*
Pediococcus pentosaceus CECT8330	

*entsprechen 1 Milliarde lebender Bakterien

VERZEHREMPFEHLUNG

Säuglinge, Kinder und Erwachsene nehmen unabhängig vom Alter 1x 5 Tropfen täglich vor oder nach einer Mahlzeit ein.

Die Tropfen können pur mit einem Löffel oder verdünnt mit etwas Milch oder Wasser gegeben werden (max. Temperatur 37°C).

DAUER DER ANWENDUNG

Empfohlen wird eine Dauer der Anwendung von mindestens 3 Wochen. Die Einnahme kann so lange wie notwendig erfolgen.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

PACKUNGSGRÖSSE

8 ml	1 Flasche enthält ca. 32 Tagesdosen zu je 5 Tropfen
------	---

HINWEISE

Nach der Öffnung sollten Velgastin[®] Biotic Baby Tropfen innerhalb von einem Monat aufgebraucht werden.



Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

ANWENDUNG



Schritt 1

Entfernen Sie den Verschluss (A) der Glasflasche. Ersetzen Sie diesen durch den Tropfer (B) inkl. Schutzkappe (C), die Sie zusammen-gesteckt in der Packung finden (nicht zu fest drehen). So kann das Produkt auch gelagert werden.



Schritt 2

Schütteln Sie die Flasche kräftig vor jeder Anwendung und erwärmen Sie sie für 1 Minute in Ihren Händen, um eine gleichmäßige Suspension zu erhalten.



Schritt 3

Drehen Sie die Schutzkappe (C) gegen den Uhrzeigersinn auf.



Schritt 4

Drehen Sie nun die Flasche um und drücken den blauen Tropfer fünfmal, um die 5 Tropfen Tagesdosis zu entnehmen.



Schritt 5

Schließen Sie die Flasche wieder mit der Verschlusskappe (C) und verwahren Sie diese bis zur nächsten Nutzung.



Schritt 6 (optional)

Der blaue Tropfer kann abgenom-men und mit Wasser gewaschen oder abgekocht werden.



ENGELHARD

Engelhard Arzneimittel
GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: 06101 / 539 - 300
Fax: 06101 / 539 - 315
Internet: www.engelhard.de
E-Mail: info@engelhard.de



AB-BIOTICS S.A.
Av. Torre Blanca 57
ESADE Creapolis Building
Sant Cugat del Valles
08172 Spain